

# Programa de Eliminación de TB: Recolección de Muestras por el Paciente, Empaque y Envío en Recipientes de Cartón

*Por Favor Siga Las Instrucciones*

## 1. Recolecte Muestra de Esputo

- **Recolecte** al menos 1 cucharadita (5 mL) de esputo en el tubo de muestra.
- **Cierre** bien la tapa del tubo. **Asegúrese** de que esté bien enroscada.
- **Selle la tapa** con plástico adherente para **evitar derrames** (solo si el plástico esta disponible).



Tubo de recolección de muestra de TB

## 2. Envuelva el Tubo de Muestra en Material Absorbente

- **Envuelva** cada tubo de muestra cerrado en material absorbente (con una hoja de papel o una toalla de papel).
- **Utilice** suficiente material para absorber toda la muestra, en caso de derrame.



## 3. Coloque el Tubo de Muestra en un Recipiente Secundario

- **Coloque** el tubo de muestra envuelto en un recipiente secundario blanco y rígido.
- **Asegúrese** de que el tubo de muestra esté seguro en el contenedor rellenando cualquier espacio con material absorbente para ayudar a absorber los golpes y prevenir fugas. **Cierre** la tapa.



## 4. Coloque el Recipiente Secundario en un Contenedor Exterior

- **Envuelva** el formulario G-MYCO **completo** alrededor del **recipiente secundario** cuidadosamente.
- **Coloque** el recipiente secundario y el formulario de envío dentro del contenedor de cartón. **Cierre** la tapa firmemente.

**Por favor, asegúrese de que los formularios de envío estén correctamente empaquetados. Los formularios arrugados causan retrasos en el procesamiento de las muestras.**



## 5. Prepare la Muestra Para Enviar al Laboratorio de DSHS

- **Pegue** la etiqueta prepagada de United States Postal Service (USPS) en el exterior del contenedor de carton si está enviando por USPS.
- **No utilice etiquetas prepagadas de USPS** si envía por FedEx u otro servicio de mensajería. **Siga** las instrucciones de envío de su servicio de mensajería/correo elegido.



Envíos de USPS Todos los demás

